

HIBOSept duo Flächendesinfektionsmittel – Konzentrat

Zur desinfizierenden Reinigung von Flächen in medizinischen Bereichen, der Industrie und öffentlichen Bereichen.

Anwendungsgebiete

HiboSept duo reinigt und desinfiziert in einem Arbeitsgang Fußböden, Arbeitsflächen, Sanitäranlagen, Laborzeilen, Werkzeuge und Geräte in Krankenhäusern, Pflegeheimen, Arzt- und Tierarztpraxen, Großküchen, öffentliche Einrichtungen wie Verwaltungen, Schulen und Kindergärten. Zur Desinfektion von Flächen in klinischen Bereichen (OP, Intensiv, etc.) empfehlen wir unser Produkt **SeptoCid AF**.

Wirkungsspektrum

Bakterizid (inkl. TBC), begrenzt viruzid, levurozid (HBV-HIV-HCV-Rota)



Pluspunkte

- ohne Aldehyde
- reinigt und desinfiziert in 1 Arbeitsgang
- verstärkte Reinigungskraft
- auch für verschmutzte Flächen geeignet



Dosierempfehlung

- 3% / 5 Min. niedriger Belastung
- 3% / 30 Min. hohe Belastung
- 4% / 60 Min. TBC wirksam gemäß VAH

Lieferformen und Preise

- Art.Nr. 2006030 1000 ml Dosierflasche 12,00 €
 - Art.Nr. 2006031 5000 ml Kanister 30,00 €
- Preise verstehen sich netto zzgl. MwSt.

Listungen und Gutachten

Biozid BAUA-Nr. N 56092, DVG 8. Liste, VAH Gutachten. Biozide stets vorsichtig verwenden!