



OPTIDINAMYC

- Gerät zur Messung des lumbalen Liquordruckes
- Verbesserte dynamische Druckempfindlichkeit
- Verbesserte Möglichkeit zur Erkennung Moll spinalen Abstraktionen
- Einfache Bedienung
- Das Manometer benötigt nur 0,05 ml / 100 mm
- Einmalprodukt mit LL Verbindern
- Material: PE/ DEHP frei PVC. Skala in Papier

Art.no.		Ward.box/trsp.box
6061650008T	DEHP frei PVC	25/225
6061650008	PVC	25/225

