





## **EINWEG - UNIVERSALKLEMME**

- Autoklavierbar
- Röntgensichtbar
- Feststellbar



**NOTE! To sterilize and store with jaws open.**

**A handy instrument for a wide field of applications.**



- **The Mediplast® universal, disposable, lockable forceps for numerous applications.**
- **The instrument is a combination of forceps and clamps (max tube diameter 7 mm).**
- **Autoclavable and radiopaque.**
- **Forceps are suitable for inclusion in the hospital's own sets for different purposes.**
- **Supplied hygienically packed.**

Product No.	Product	Ward/ Transport pack
607000013	Forceps	250/1000

Material: PP  
MDD Rule: Rule 1  
MDD Class: I non-sterile  
CE: Acc to regulation



## EINWEG-PINZETTEN

MEDIPLAST ® bietet zwei verschiedene Pinzetten.

Die *Grüne*, einfache Pinzette, die zur Tupferhalterung bei der Wundreinigung geeignet ist .

Die *Weiß*e ist härter, hat eine feinere Spitze und einen stabileren Griff. Sie eignet sich dadurch nicht nur für die Wundreinigung, sondern auch zur Fremdkörperentfernung und zum Ziehen von Nahtmaterial.

Beide Modelle sind aus Polystyrol.

Art no	Description/Beschreibung	Ward box	Trsp box
<b>601170</b>	Pinzette grün, unsteril. 50 Stück/ Beutel	50	300
<b>601171</b>	Pinzette grün, steril. Einzeln verpackt	50	300
<b>601172</b>	Pinzette weiß, unsteril. 50 Stück/ Beutel	50	300
<b>601173</b>	Pinzette weiß, steril. Einzeln verpackt.	50	300



# STERILER LAMPENGRIFFBEZUG

- Steriler OP-Lampengriffüberzug zum Einmalgebrauch
- Universal verwendbar für *alle Lampenmodelle*
- Der perforierte Kunststoffkragen wirkt als Barriere und ist gleichzeitig die flexible Fixierung an der OP-Leuchte
- Sterile Einzelverpackung im Peel-Pack
- Sterilisation: EO

Artikel-Nr	Artikelbezeichnung	Box / Umkarton
60P09086	OP-Lampengriffbezug, steril	50/200

Box = Mindestabnahme

Farbe:	weißer Kragen, blauer Kunststoffbeutel
Size:	Kragen: 11 cm im Durchmesser, Griffdicke 15-50 mm im Durchmesser. Plastikbeutel: 12 cm lang
Material:	Plastik-Kragen und Plastikbeutel: Polyethylene
Lagerung:	Alle Raumtemperaturen
Umweltverträglichkeit:	Das Produkt ist latexfrei
Abfallentsorgung:	Produkt: Verbrennung Innere Packung Peel-Pack: Verbrennung Karton: Recyclbare Wellpappe, chlorfrei gebleicht Druckfarbe: Wasserbasierend



# MEDIPLAST REINIGUNGSTUCH UND ARBEITSUNTERLAGE

## MEDIPLAST Reinigungstuch

Zur Reinigung von kontaminierten Flächen z.B. bei der Zystostatika-Herstellung, im Reinraum, bei der Instrumentenaufbereitung. 67% Viskose, 33% Polyester. Saugstark und fussfrei in 2 Größen für kleine und große Flächen.

Art No			Ward box / Trsp box
60407650	30 x 36 cm	unsteril	200/1600
60407655	15 x 18 cm	unsteril	800/6400

## MEDIPLAST Arbeitsunterlage

Saugstarke Unterlage zur sicheren Aufbereitung von Arzneimitteln (Zystostatika) Und Instrumenten. Saugende Oberfläche, Unterseite Kunststoff, 85% Cellulose, 15% EVA-Plastic. Non woven.


Artikelnr.			<u>Avd./Trpt..frp</u>
60408250	62 x 78 cm	unsteril	50/250

trsp box = min qty / order




## VOMITBAG BRECHBEUTEL

- Einfache Handhabung, keine Kontaminierung
- 1,5 Liter Beutel (Polyethylene PE) mit Graduierung
- Einfach zu verschließen
- Sichere Entsorgung
- Einwegartikel, 50 Stück in einer Verpackung
- Metall-Wandhalterung (Dispenser)




<u>Article No</u>		<u>Ward box/Trsp box</u>
601132K	VOMITBAG	50/400
601133K	Dispenser für 50 bags	1/1
601131K	Dispenser für 25 bags	1/1




## OPTIDINAMYC

- Manometer zur Messung des lumbalen Liquordruckes
- Verbesserte dynamische Druckempfindlichkeit
- Verbesserte Möglichkeit zur Erkennung Moll spinalen Abstraktionen
- Einfache Bedienung
- Das Manometer benötigt nur 0,05 ml / 100 mm
- Einmalprodukt mit LL Verbindern
- Material: PE/ DEHP frei PVC. Skala in Papier

Art.no.		Ward.box/trsp.box
6061650008T	DEHP frei PVC	25/225
6061650008	PVC	25/225





## **SPEZIALKANÜLEN MIT UND OHNE MANDRIN**

- Subkutankanülen mit Spezialschliff
- Vielseitig anwendbar, **z.B. zur Fruchwasseruntersuchung**
- Einmalartikel, steril und einzeln verpackt
- Metallkanüle mit Luer- Lock Konnektor
- Schutzkappen aus Polypropylen
- Material: PP/PE/Medical Grade Edelstahl



Art.No.	mm	G	Bevel/Color	Ward/ Trsp.box
<b>Canulas, special</b>				
6062590715	0,7 x 150	22	14	20/600
6062590720	0,7 x 200	22	14	20/600
6062590811	0,8 x 110	21	14	20/600
6062600093	0,9 x 110	20	14	20/600
6062620091	0,9 x 120	20	14	20/600
6062630090	0,9 x 150	20	14	20/600
6062630192	0,9 x 200	20	14	20/600
6062610126	1,2 x 115	18	14	20/600
6062600135	1,3 x 110	18	20	20/600
6062600184	1,8 x 110	15	20	20/600
6062610209	2,0 x 115	14	20	20/600
6062600259	2,5 x 110	13	20	20/600
<b>Canulas, special with mandrin</b>				
6062570478	0,7 x 40	22	24	20/600
6062570775	0,7 x 70	22	24	20/600
6062570973	0,7 x 90	22	24	20/600
6062570980	0,7 x 120	22	24	20/600
6062570999	0,9 x 90	20	24	20/600
6062571000	0,9 x 120	20	24	20/600
6062571020	0,9 x 150	20	24	20/600
6062571120	1,2 x 100	18	24	20/600
6062572020	1,2 x 150	18	24	20/600
6062510169	0,6 x 25	23	24	20/600
<b>Mediplast needles</b>				
6063560080	0,8 x 80	21	green	100/10.000
6063560205	2,1 x 80	14	yellow	100/10.000
6062640440	0,4 x 40	27	grey	100/10.000
(dental)				

ward box = min qty / order



# MEDIFUSOR – INFUSIONS- DRUCKMANSCHETTE

Für Infusion- und Transfusionstherapie, bei denen es wichtig ist mit konstant hohen Durchfluss zu arbeiten. In der Notaufnahme, Intensivstation und OP.

- Erhältlich in Nylon beschichtetem PU (Polyurethan), passend für 500 ml und 1000 ml Infusionsbeutel, alle Modelle „latexfrei“
- Auch in transparentem PU, passend für 500 ml bzw. 1000 ml Infusionsbeutel. Die transparente Version ermöglicht eine bessere Kontrolle der Füllmenge.

<b>Art. No</b>	<b>Description</b>	<b>Ward box/Trsp. box</b>
604805	Graues Nylon 500-1000 ml	1/6
604807	Transparent 500 ml	1/6
604810	Transparent 1000 ml	1/6
Ersatzteil :		
604811	Pumpe mit 3-Wegehahn passend für alle Manschetten	1/30

Material: Art No 604805 Nylon coated PU Art No 604807 Transparent PU Art No 604810 Transparent PU Tubes and pump in PVC	 LATEX-FREE	MDD Class: I CE: Acc to existing directives
---	--	--



## PLEURAMATIC THORAXDRAINAGE

- Ein geschlossenes System zuverlässig und einfach zu verwenden
- Entleerbarer 2 Ltr. Beutel
- Die 60 ml Spritze wird mit einem 3-Wegehahn verbunden
- Durch den großen Innendurchmesser der Schläuche ist ein schnelle Drainage gewährleistet
- Steril, einzeln verpackt in Peel-Pack
- Das Set beinhaltet zwei Kanülen, bzw. eine Kanüle eine 1,6 x 80 mm und eine 2,1 x 80 mm
- Material: PVC / DEHP frei PVC/ medizinischer Stahl

Art.No.	Art.No.	Description	Ward/Trsp.box
601-80	601-80T	Zwei Kanülen 1,6 x 80 und 2,1 x 80 mm	20/20
601-89	601-89T	Eine Kanüle 2,1 x 80 mm	20/20



# CHIRURGISCHES ABSAUGSET - STERIL -

60QP09061 beinhaltet:

- Saugschlauch 3,5m, PVC
- Transparenter Handgriff mit Filter, SAN (StyreneAcrylNitril)
- Extra filter, SAN
- Absaugspitze, zwei Wege, 23 cm, PVC
- Absaugspitze, zwei Wege, 15 cm, PVC

<b>Art.no</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>ward.box/trsp.box</b>
60QP09061	Absaug-Set, steril	20/20
60QP090611	wie oben, ohne Saugschlauch	20/20
Zubehör, einzeln verpackt (steril)		
60QP090612	Absaugspitze 23 cm	20/80
60QP090613	Absaugspitze, 15 cm	20/80
60QP090614	Filter	20/80



**LATEXFREI**

# MEDIPLAST – SPÜLSETS

FÜR TUR und LAP

- **TUR-P SET MEDIPLAST®** urologisches Spülset für den Einmalgebrauch, steril doppelt verpackt in PE-Beutel + Peel/Pack . Y-Verbinder mit 2 Spikes, Rollenklemme und großer Tropfkammer mit Air Guard ermöglicht große Volumenströme ohne Risiko von Luftblasen in den Schläuchen. Mit Universal-Anschluss aus Silikon an Zystoskop oder Katheter.

• Art.No: 60Y-147T 20 Stück/Box  
 2-Schlauch Y-Konnector, 2 Spikes für Spüllösungsbeutel  
 150 cm PVC-Schlauch (ID 4,8 x OD 6,8 mm)
- **LAP SET MEDIPLAST®**  
 Laparoskopie-Spül-Set.  
 Einmalgebrauch, steril doppelt verpackt in PE-Beutel + Pell/Pack .  
 Mit Spike und Rollenklemme, Universal-Konnector aus Silicon für den Anschluss am Trokar

• Art.No: 60Y-280T 20 Stück/Box  
 1-Schlauch, 280 cm PVC-tube (ID 4,8 x OD 6,8 mm)



# Beatmungsbeutel für den Einpatienten - Gebrauch

**Einweg – Beatmungsbeutel, unsteril, komplett mit Maske, Reservoir 2500ml, Sauerstoff – Verbindungsschlauch, latexfrei**

- Besonders sicher, z.B. bei MRSA Risikopatienten
- Erhältlich für Kleinkinder, Kinder und Erwachsene
- Wirtschaftlich, da keine Aufbereitung nötig

**Material:** PVC, Polyethylen, Polycarbonat

Art.no.	Description/Beschreibung	Ward Box / Trsp Box
<b>6014215</b>	Komplettsystem, Kleinkind, 2,5-12 kg. Maskengröße 1, (15 mm Anschluss) 280 ml Beatmungsbeutel, Druckbegrenzungsventil (40 cm H <sub>2</sub> O), Reservoirbeutel 600 ml, Sauerstoffschlauch 2 m.	1/12
<b>6014216</b>	Komplettsystem, Kind, 10-30 kg. Maskengröße 3, (22 mm Anschluss) 550 ml Beatmungsbeutel, Druckbegrenzungsventil (40 cm H <sub>2</sub> O), Reservoirbeutel 2000 ml, Sauerstoffschlauch 2 m.	1/12
<b>6014217</b>	Komplettsystem, Erwachsene, >30 kg. Maskengröße 5, (22 mm Anschluss) 1500 ml Beatmungsbeutel, Druckbegrenzungsventil (60 cm H <sub>2</sub> O), Reservoirbeutel 2500 ml, Sauerstoffschlauch 2 m.	1/12



## Knopfkanüle für den Einmalgebrauch

- Spülkanüle aus Metall mit *abgerundeter Spitze*
- einzeln steril verpackt, VE mit 10 Stück
- aus medizinischen Stahl, mit Luer-Konus

Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt.

6066500510	1,0 x 40 mm	braun	VE=10 St./3,08€
6066500514	1,4 x 40 mm	weiß	VE=10 St./3,08€
6066514100	2,0 x 40 mm	grün	VE=10 St./3,08€
6066514080	1,4 x 80 mm	weiß	VE=10 St./3,08€
6066517080	1,7 x 80 mm	grau	VE=10 St./3,08€
6066517100	1,7 x 100 mm	grau	VE=10 St./3,08€
6066520080	2,0 x 80 mm	grün	VE=10 St./3,08€



- steriles Wundpflaster mit Wundkissen
- optimale Versorgung von kleineren Wunden und Wundverschlüssen
- mit hautverträglichem Kleber

## STERILPFLASTER MIT WUNDKISSEN

**MEDIPLAST Sterilpflaster mit Wundkissen** ist ein steriles Wundpflaster aus Baumwolle. Der Wundverband eignet sich hervorragend zur Versorgung von kleinen Wunden, Wundverschlüssen u.a. Eine sichere Fixierung wird durch das flexible Material und dem hautverträglichen Kleber gewährleistet. Einzeln steril verpackt.

Artikelnummer	Beschreibung	Pflaster pro Box	Pflaster pro Karton
60701205	7,2 x 5cm	50	4500
60701206	10 x 6cm	50	1600
60701208	10 x 8cm	50	1200
60701215	10 x 15cm	50	600
60701220	10 x 20cm	30	360
60701225	10 x 25cm	30	360
60701230	10 x 30cm	30	360
60701235	10 x 35cm	30	360






- Fixierpflaster aus Baumwolle
- Zur Fixierung von Wundauflagen oder Gelkompressen
- nicht steriles, flexibles gut haftend, mit hautverträglichem Kleber
- 1 Rolle = 10 Meter

## ROLLEN-FIXIERPFLASTER

**MEDIPLAST Rollen-Fixierpflaster** ist ein nicht steriles, flexibles Fixierpflaster aus Baumwolle. Zur Fixierung von Wundauflagen wie z.B. Alginat oder Gelkompressen. Gut haftend, mit hautverträglichem Kleber.

Artikelnummer	Beschreibung	Rollen pro Box	Rollen pro Karton
60701302	10m x 2,5cm	1Rolle	120 Rollen
60701305	10m x 5cm	1Rolle	60 Rollen
60701310	10m x 10cm	1Rolle	36 Rollen
60701315	10m x 15cm	1Rolle	24 Rollen
60701320	10m x 20cm	1Rolle	18 Rollen
60701330	10m x 30cm	1Rolle	12 Rollen



- Versorgung von Platz- und Schnittwunden
- erhältlich in hautfarben oder weiß
- einfach zu entnehmen aus sterilem Peelpack

## WUNDNAHTSTREIFEN

MEDIPLAST Wundnahtstreifen eignen sich zum Verschließen von Platz- bzw. Schnittwunden. MEDIPLAST Wundnahtstreifen sind erhältlich in hautfarben oder weiß. Einfach zu entnehmen aus dem sterilen Peelpack.

Artikelnummer	Beschreibung	Farbe	Streifen pro Box	Streifen pro Karton
60701901	3 x 75mm Folie á 5 Stück	Haut	250	4000
60701902	6 x 38mm Folie á 6 Stück	Haut	300	4800
60701903	6 x 75mm Folie á 3 Stück	Haut	150	2400
60701904	6 x 100mm Folie á 10 Stück	Haut	500	8000
60701905	13 x 100mm Folie á 6 Stück	Haut	300	4800
60701911	3 x 75mm Folie á 5 Stück	Weiß	250	4000
60701913	6 x 75mm Folie á 3 Stück	Weiß	150	2400
60701914	6 x 100mm Folie á 10 Stück	Weiß	500	8000
60701915	13 x 100mm Folie á 6 Stück	Weiß	300	4800