



MEDIFUSOR INFUSIONS-DRUCKMANSCHETTE

Für Infusion- und Transfusionstherapie, bei denen es wichtig ist mit konstant hohem Durchfluss zu arbeiten. In der Notaufnahme, Intensivstation und OP.

- Erhältlich in Nylon beschichtetem PU (Polyurethan), passend für 500 ml und 1000 ml Infusionsbeutel.
- Auch in transparentem PU, passend für 500 ml bzw. 1000 ml Infusionsbeutel. Die transparente Version ermöglicht eine bessere Kontrolle der Füllmenge.
- Wiederverwertbar.

Artikel Nr.	Bezeichnung	VE/Umkarton
60M10180	Graues Nylon 500-1000 ml	1/6
60M10101	Transparent 500 ml	1/6
604810	Transparent 1000 ml	1/6
Ersatzteil		
604811	Pumpe mit 3-Wegehahn passend für alle Manschetten	1/30

Material:
 Art No 60M10180 Nylon PU beschichtet
 Art No 60M10101 Transparent PU
 Art No 604810 Transparent PU
 Schlauch und Gebläseball aus PVC

VE = Mindestbestellung

