




- Fixierpflaster aus Baumwolle
- Zur Fixierung von Wundauflagen oder Gelkompressen
- nicht steriles, flexibles gut haftend, mit hautfreundlichem Kleber
- 1 Rolle = 10 Meter

ROLLEN-FIXIERPFLASTER

MEDIPLAST Rollen-Fixierpflaster ist ein nicht steriles, flexibles Fixierpflaster aus Baumwolle. Zur Fixierung von Wundauflagen wie z.B. Alginat oder Gelkompressen. Gut haftend, mit hautfreundlichem Kleber.

Artikelnummer	Beschreibung	AEP pro Box		Rollen pro Karton
60701302	10m x 2,5cm	6,00	1Rolle	120 Rollen
60701305	10m x 5cm	10,00	1Rolle	60 Rollen
60701310	10m x 10cm	16,50	1Rolle	36 Rollen
60701315	10m x 15cm	23,00	1Rolle	24 Rollen
60701320	10m x 20cm	24,50	1Rolle	18 Rollen
60701330	10m x 30cm	48,50	1Rolle	12 Rollen