



STERILER LAMPENGRIFFBEZUG

- Steriler OP-Lampengriffüberzug zum Einmalgebrauch
- Universal verwendbar für *alle Lampenmodelle*
- Der perforierte Kunststoffkragen wirkt als Barriere und ist gleichzeitig die flexible Fixierung an der OP-Leuchte
- Sterile verpackt im Peel-Pack
- Sterilisation: EO

Artikel Nr.	Bezeichnung	VE/Umkarton
60P09086	OP-Lampengriffbezug 1 St/Peel-Pack	50/200
60P09064	OP-Lampengriffbezug 2 St/Peel-Pack	50/200

VE = Mindestbestellung

Farbe:	Weißer Kragen, blauer Kunststoffbeutel
Size:	Kragen: 11 cm im Durchmesser, Griffdicke 15-50 mm im Durchmesser. Plastikbeutel: 12 cm lang
Material:	Plastik-Kragen und Plastikbeutel: Polyethylene
Lagerung:	Alle Raumtemperaturen
Umweltverträglichkeit:	Das Produkt ist latexfrei
Abfallentsorgung:	Produkt: Verbrennung Innere Packung Peel-Pack: Verbrennung Karton: Recyclbare Wellpappe, chlorfrei gebleicht Druckfarbe: Wasserbasierend