

SinAlc sensitive Flächendesinfektion ohne Alkohol in 60 Sekunden

Zur schnellen Desinfektion von Flächen und Medizinprodukten, besonders geeignet zur hygienischen Aufbereitung von empfindlichen Flächen und Gegenständen wie z.B. Acrylglas, Ultraschallsonden, medizinische Möbel u.v.m.

Wirkung

bakterizid, fungizid, begrenzt viruzid

Listungen und Gutachten

VAH gelistet, IHO gelistet, Materialtest SKAI
Bezüge und Ultraschallsonden



Vorteile auf einen Blick

- gebrauchsfertig, ohne Alkohol
- gute Materialverträglichkeit
- Noro, Rota, MRSA
- wirkt in 1 Minute
- VAH Zertifikat mit 5 Minuten

Einwirkzeiten

Bakterien inkl. MRSA, EN1276, EN 13697 (hohe Belastung)	1 Minute
Candida albicans nach EN 1650, EN 1275, EN 13697 (hohe Belastung)	1 Minute
Behüllte Viren z.B. HIV, HBV, HCV, nach RKI/DVV	1 Minute
Rota-Viren nach BGV/DVV	1 Minute
Noro-Viren nach EN 14476	30 Minuten

Zusammensetzung

100 g enthalten:

0,24g Diakylldimethylammoniumchlorid und 0,48g Alkyldimethylammoniumchlorid

Lieferformen und Preise

Art.Nr. 2010111 1000 ml 11,00 €
(VE 10 Flaschen a 1 Liter)
Preise verstehen sich netto zzgl. MwSt.

Ergänzende Produkte

Schaumsprühkopf für 1 Liter Flasche
ClinWipes 100 – leere Spenderdose –
ClinWipes 100 trockene Vliestücher 13 x 20 cm